

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVICE PER LA DIAGNOSI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E DIAGNOSTICA VARIA, PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO, DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO CENTRALE DELL'A.O.U. DI CAGLIARI.**

<b>CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI</b>	<b>Ditta FUJIREBIO</b>
Caratteristiche tecniche generali dello strumento offerto e sua adattabilità all'attività del laboratorio. È idoneo a dosare anche un solo campione per volta. Ha la stazione refrigerata per i reagenti ed è provvisto di lettore di codice a barre interno. Esegue almeno 60 test ora (intendendo 60 saggi dello stesso test, o 60 saggi di test diversi scelti dall'operatore).	Viene offerto il sistema LUMIPULSE G600; lo strumento è in grado di dosare anche un solo test per volta ed ha una produttività pari a 60 test ora, la produttività rimane invariata anche dosando saggi di test diversi scelti dall'operatore; inoltre, alloggia on-board nel carosello fino a 36 campioni (33 campioni + 3 urgenze). Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 15</b>
Effettua tutte le fasi analitiche in automazione dal momento in cui il campione è caricato sull'analizzatore; il sistema di campionamento è costituito da una micro-siringa con sensore di livello campione e sensore di presenza di coagulo.	Lo strumento effettua ogni fase analitica in completa automazione, senza che intervenga l'operatore, dal caricamento dei campioni fino al risultato finale. Lo strumento è dotato di un sistema di campionamento costituito da una siringa con puntali monouso, provvista di sensore di livello per la rilevazione del liquido, bolle e coaguli. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 10</b>
Effettua il dosaggio della Proteina Tau e della $\beta$ Amiloide 1-42 con volumi di CSF non superiori a 25 $\mu$ l. È idoneo a dosare anche un solo campione per volta. Ha la stazione refrigerata per i reagenti ed è provvisto di lettore di codice a barre interno dell'apparecchiatura.	Effettua i dosaggi richiesti su volumi di CSF da 40 a 75 $\mu$ l idoneo a dosare anche un solo campione per volta; è dotato di una stazione refrigerata per i reagenti ed è provvisto di lettore di codice a barre interno. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 10</b>
Reagenti accessori (diluente campione, soluzioni di lavaggio, substrato, buffer) intercambiabili per Proteina Tau e $\beta$ Amiloide.	Tutti i reagenti accessori (diluente campione, soluzione di lavaggio, substrato) sono comuni a tutti i reattivi offerti. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 10</b>
È in grado di garantire con certezza l'assenza di carry-over campione-campione.	Garantisce l'assenza di carry-over grazie all'utilizzo di puntali monouso. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 5</b>
Reagenti, loro caratteristiche, pezzature, stabilità. Reagenti pronti all'uso	Tutti i kit offerti sono da 42 test; i reagenti risultano essere pronti all'uso; solo la soluzione di lavaggio è soggetta a diluizione. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 10</b>
I reagenti sono stabili dal momento in cui una confezione viene aperta almeno 45 giorni	Dalla documentazione risulta che i reagenti sono stabili fino a scadenza, in quanto custoditi in cartucce sigillate con alluminio per ogni singola reazione. Viene rispettato il parametro stabilito dal capitolato. Giudizio: eccellente. Coefficiente: 1,00. <b>PUNTI 10</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>PUNTI 70</b>



COGHE  
FERDINANDO  
Regione  
Autonoma della  
Sardegna  
07.04.2023  
12:56:42  
GMT+01:00

Nome struttura  
**San Giovanni di Dio**, via Ospedale 54, 09124 Cagliari  
**Policlinico Duilio Casula**, SS 554 bivio per Sestu  
Tel.  
Email

Sede legale  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**AouCaSiCuraDiTe**  
**www.aoucagliari.it**

