

Lotto n. 1 - Biberon e tettarelle		CAIR		LABOR BABY		LIFETECH	
CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	punti	Giudizio	punti	Giudizio	punti	Giudizio	punti
Per la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste relative alla qualità dei materiali costruttivi dei biberon e delle tettarelle	25	I biberon e le tettarelle rispondono in maniera <b>eccellente</b> alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.	25	I biberon non sono abbastanza trasparenti e non permettono un'adeguata ispezione visiva del contenuto. Le tettarelle rispondono alle caratteristiche richieste. <b>Giudizio Ottimo</b>	20	I biberon non rispondono al criterio di sterilizzazione a raggi Beta, infatti sono sterilizzati ad Ossido di etilene ed inoltre non sono abbastanza trasparenti per l'ispezione visiva del contenuto. Le tettarelle risultano grandi e poco morbide. <b>Giudizio più che sufficiente.</b>	10
Per la corrispondenza alle misurazioni e caratteristiche richieste per la scala graduata dei biberon	15	La scala graduata corrisponde esattamente nel biberon da 60 ml, nel biberon da 130 ml la scala è maggiore di 1 ml, e nel biberon da 240 la scala è maggiore di 2 ml. <b>Giudizio ottimo</b>	12	La scala graduata corrisponde in parte in quanto nel biberon da 60 ml il primo passo parte da 10 ml, nel biberon da 100 ml la scala è maggiore di 2,5 ml, e nel biberon da 250 la scala graduata parte da 20 ml (misurato con siringa) <b>Giudizio Buono</b>	9	La scala graduata corrisponde nel biberon da 250 ml, mentre nel biberon da 50 ml la scala è minore di 1 ml, e anche nel biberon da 120 la scala è minore di 1 ml. La serigrafia è ben leggibile e nelle misure piccole parte da 5 ml. <b>Giudizio ottimo</b>	12
Per la conformità delle caratteristiche interne dei prodotti con le specifiche tecniche richieste e per la conformità con il confezionamento richiesto.	15	Le caratteristiche interne e di rifinitura (assenza di scanalature interne) sono conformi a quanto richiesto, il confezionamento è adeguato ma tappo non preavvitato. <b>Giudizio Ottimo</b>	12	In corrispondenza della filettatura, i biberon, presentano all'interno delle scanalature e anche una rientranza che trattengono il latte, inoltre il bicchierino copri tettarella presenta un bordo tagliente. Il confezionamento è adeguato con tappo preavvitato. <b>Giudizio più che sufficiente</b>	6	Le caratteristiche interne e di rifinitura non sono conformi a quanto richiesto, infatti in corrispondenza della filettatura sono presenti all'interno delle scanalature che trattengono il latte, inoltre la scala del bicchierino copri tettarella è poco visibile e il bordo è poco rifinito. Il confezionamento è adeguato ma tappo non preavvitato. <b>Giudizio sufficiente.</b>	3
Per i tempi di consegna necessari all'evasione dell'ordine	15	Tempi di consegna conformi, 5 giorni dalla ricezione dell'ordine e 48 ore dalla ricezione dell'ordine in caso di urgenza. <b>Giudizio Eccellente</b>	15	Sono indicati 9 giorni genericamente e non è prevista una consegna in urgenza. <b>Giudizio buono</b>	9	Tempi di consegna conformi, 5 giorni dalla ricezione dell'ordine e 48 ore dalla ricezione dell'ordine in caso di urgenza. <b>Giudizio Eccellente</b>	15
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>		<b>64</b>		<b>44</b>		<b>40</b>

Lotto n. 2 - Kit Tiralatte		CAIR	
CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	punti	Giudizio	punti
Per la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste relative alla qualità dei materiali costruttivi dei biberon e delle tettarelle	25	I prodotti sono conformi a quanto richiesto. Sterilizzaione ossido di etilene <b>Giudizio Ottimo</b>	20
Per la corrispondenza alle misurazioni e caratteristiche richieste per la scala graduata dei biberon	15	I prodotti sono conformi a quanto richiesto. <b>Giudizio Eccellente</b>	15
Per la conformità delle caratteristiche interne dei prodotti con le specifiche tecniche richieste e per la conformità con il confezionamento richiesto.	15	I prodotti sono conformi a quanto richiesto. Il tubo non si connette perfettamente con i tiralatte esistenti in reparto deve essere adattato. <b>Giudizio Ottimo</b>	12
Per i tempi di consegna necessari all'evasione dell'ordine	15	Tempi di consegna conformi i tempi di consegna sono 10 gg <b>Giudizio Ottimo</b>	12
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>		<b>59</b>